

# Filter-Handbrause BIOFIL 3 Monate

Art. 30361

Non-steril



## BESCHREIBUNG

**Filter-Handbrause BIOFIL 3 Monate - Art. 30361**

BIOFIL Filter-Handbrause Anti-Legionellen und Anti-Keime.  
 Material des Produkts: ABS.  
 Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.  
 Material der Membran: Polyethylen.  
 Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.  
 Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 9.000 Liter.  
 Filterdurchflussleistung: 6,2 l/min bei 1 bar, 11,2 l/min bei 3 bar und 13,2 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).  
 Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.  
 Maximale Standzeit: 3 Monate nach der Anbringung.  
 Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.  
 Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 3 Stunden kumuliert.  
 Non-sterile Einzelverpackung.  
 Medizinprodukt CE Klasse I.  
 Gewicht: Leerer Filter 133 g / mit Wasser gefüllter Filter 259 g.  
 Einzel-Artikelnnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten. Verpackungseinheit 10 Stück.

## TECHNISCHE DATEN

**Filter-Handbrause BIOFIL 3 Monate - Art. 30361**

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anschluss       | G 1/2B                                                             |
| Technologie     | Endständige Wasserfilter                                           |
| Höhe            | 77 mm                                                              |
| Länge           | 194 mm                                                             |
| Durchflussmenge | 6,2 l/min bei 1 bar, 11,2 l/min bei 3 bar und 13,2 l/min bei 5 bar |
| Durchmesser     | 56 mm                                                              |
| Standzeit       | 3 Monate                                                           |

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**

**CE**

**WRAS**

**KTW  
BWGL**



## VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Sehr geringer Platzbedarf



Standzeit: bis zu 3 Monate nach der Anbringung



Rasche Anbringung ohne Werkzeug

